

ETABLISSEMENTS NE DISPOSANT PAS D'UN INTERNAT

ETABLISSEMENTS	Adresses	Coordonnées	Mails	Distance	Transports	Observations
CH du Pays d'Avesnes	Route d'Haut Lieu 59440 AVESNES SUR HELPE	03.27.56.55.09	sebastien.locatelli@ch-avesnes.fr	105 km de Lille 55 km de Valenciennes	Voiture: 1h20 de Lille 55 min de Valenciennes SNCF TER Lille Avesnes sur Helpe	Restauration sur place Astreintes la nuit et le we Pas de garde
CH BAILLEUL	40 rue de Lille - BP 69 59270 BAILLEUL	03.28.43.70.05	christelle.cortewilde@ch-bailleul.fr	27 km de Lille (A 25 - sortie n° 10)	gare SNCF de Bailleul à 1,5 km de l'établissement	pas d'internat, mais studio lors de la garde sur place
CH FOURMIES	rue de l'hôpital 59610 FOURMIES	03.27.56.47.47	contact@ch-fourmies.fr sandrine.jacquesson@ch-thierache.fr	122 km de Lille 72 km de Valenciennes	trajet voiture : 1 h 40 de Lille 1 h 10 de Valenciennes SNCF : TER Lille-Fourmies	Possibilité de restauration sur place service urgences : temps médical continu service gynécologie-obstétrique : permanence de jour avec système d'astreintes la nuit et le WE
Maison médicale Jean XXIII LOMME	3 place Erasme de Rotterdam 59160 LOMME	03.20.88.81.55	jpcorbinau@maisonjean23.fr jwullschleger@maisonjean23.fr	10 km du centre de Lille	métro ligne 2 : terminus St Philibert voiture : 17 mn du centre de Lille	restauration sur place avec repas offert pas de participation aux astreintes et gardes 1 poste en MCO soins palliatifs (20 lits) 1 poste en soins de suite SSR (40 lits)
Clinique de la Mitterrie LOMME	195 rue Adolphe Defrenne 59160 LOMME	08.26.30.07.00 03.20.22.33.22	Ydelporte@clinique-mitterrie.com	15 km de Lille	métro ligne 2 - arrêt maison des enfants	
CH HAZEBROUCK	1 rue de l'hôpital - BP 90209 59524 HAZEBROUCK CEDEX	03.28.42.66.09	deloraine@ch-hazebrouck.fr	44 km de Lille	Voiture: 34 mn SNCF: 34 mn également Gare à 500 m de l'établissement	participation aux gardes des urgences
EPS "Les Erables" LA BASSEE	32 et 34 rue des fossés 59480 LA BASSEE	03.20.29.53.00	direction@ch-labassee.fr	25 km de Lille	trajet voiture : 25 mn trajet SNCF : 40 mn - gare à 800 m de l'établissement	Pas d'internat, mais possibilité de dormir sur place système d'astreinte opérationnelle ou garde sur place
Centre de santé mentale - hôpital de jour MGEN ASS	234 rue de Paris 59000 LILLE	03.20.57.68.78	pmartin@mgen.fr	centre ville - face à la mairie de Lille	gare de Lille à 10 mn - métro station hôtel de ville ou gare de Lille à 5 à 10 mn	pas de garde, pas de week-end
Centre hospitalier Saint Vincent de Paul LILLE - Hôpital Saint Philibert LOMME	rue du grand but - BP 249 59462 LOMME CEDEX	03.20.22.50.50	mangot.stephanie@ghicl.net bourgois.esther@ghicl.net	St Vincent de Paul à 3 km du centre ville de Lille - St Philibert à 13 km du centre de Lille	St Vincent de Paul: métro ligne 2 arrêt porte de valenciennes St Philibert: métro ligne 2 terminus St Philibert	système de garde : 18 h 30 à 8 h 30 le lendemain - samedi après-midi et dimanche : 24 heures - 4 internes aux urgences (2 St Philibert et 2 St Vincent), 1 garde + 1 demi-garde en pédiatrie, 1 en gynécologie-obstétrique - gardes en biologie le samedi - chambre de garde - repas gratuit
CH ROUBAIX	35 rue de Barbieux - BP 359 59056 ROUBAIX CEDEX 1	03.20.99.31.31	roselyne.leclercq@ch-roubaix.fr	15 km de Lille	tram : Lille Roubaix - direction Roubaix station hôpital Victor Provo métro : direction hôpital Dron - station Montesquieu	système de garde : 18 h 30 à 8 h 30 le lendemain - samedi après-midi et dimanche : 24 heures - 4 internes aux urgences, 1 en réanimation, 1 en pédiatrie, 1 en gynécologie-obstétrique - gardes en pharmacie dimanche et jours fériés - chambre de garde - repas gratuit - indemnité logement

ETABLISSEMENTS	Adresses	Coordonnées	Mails	Distance	Transports	Observations
CH SECLIN	avenue des marronniers - BP 109 59471 SECLIN CEDEX	03.20.62.75.76	julie.digeon@ch-seclin.fr brigitte.rault@ch-seclin.fr marine.delaleu@ch-seclin.fr dorothee.morel@ch-seclin.fr	15 km de Lille	SNCF : Seclin/Lille - gare à 1 km de l'hôpital trajet voiture : 15 mn ligne de bus : Seclin/Lille : 16 mn vers le CHRU	système de garde : de 18 h 30 à 8 h 30 le lendemain en semaine, de 12 h 30 à 8 h 30 le lendemain le samedi, de 8 h 30 à 8 h 30 le lendemain le dimanche - en semaine : 2 internes aux urgences + 1 en gynécologie obstétrique + 1 d'astreinte de chirurgie - week-end : 3 internes aux urgences + 1 en gynécologie obstétrique - chambre de garde
Centre de rééducation Marc Sautelet VILLENEUVE D'ASCQ	10 rue du petit boulevard - BP 20127 59653 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX	03.28.80.07.60	loic.gilbert@marcsautelet.com	10 km de Lille	métro (direction 4 cantons), station pont de bois, puis ligne 43 : station petit boulevard	gardes sur l'établissement en journée, par roulement, le midi essentiellement - exceptionnellement, astreintes à domicile
CH WATTRELOS	30 rue du docteur Alexander Fleming 59393 WATTRELOS CEDEX	03.20.66.40.16	a.maeseele@ch-wattrelos.fr	15 km de Lille	trajet voiture : 25 mn trajet transport en commun : 40 mn : métro : ligne 2 station Eurotéléport puis bus, ligne 24 arrêt centre ville	pas de garde
Centre de psychothérapie "Les marronniers" BULLY LES MINES	boulevard Lamendin 62160 BULLY LES MINES	03.21.45.87.00	mlekke@ahnac.com	44 km de Lille	trajet voiture : 40 mn train entre Lille et Grenay, puis bus jusque Bully (1 h de trajet environ)	pas de garde
CH A. Charlon HENIN BEAUMONT	585 avenue des déportés - BP 09 62251 HENIN BEAUMONT CEDEX	03.21.08.15.15	direction@ch-henin.fr	32 km de Lille	trajet voiture : 26 mn environ trajet SNCF : 44 mn environ (Lille/Hénin Beaumont puis bus, arrêt avenue des déportés)	pas de participation au service normal de gardes possibilité d'obtenir une place en crèche pour le semestre (accueil d'un enfant de moins de 4 ans - ouverture 9 h - 19 h du lundi au vendredi)
polyclinique d'HENIN BEAUMONT	route de Courrières - BP 199 62256 HENIN BEAUMONT CEDEX	03.21.79.60.60	shenin@ahnac.com	30 km de Lille	SNCF : Lille/Hénin Beaumont - gare à 4 km environ de la polyclinique	pas de système de garde
polyclinique de Riaumont	rue entre deux monts - BP 29 62800 LIEVIN	03.21.44.80.80	cmagnier@ahnac.com	47 km de Lille	trajet voiture : 40 mn ou bus Liévin-Lens 15 mn + train Lens-Lille : 40 mn	pas de système de garde
Clinique "Le Ryonval" SAINTE CATHERINE LEZ ARRAS	182 route de Lens 62223 SAINTE CATHERINE LEZ ARRAS	03.21.50.71.71	philippe.bec@ugecam-nord.cnamts.fr	55 km de Lille	gare à 4 km de l'établissement ligne autobus urbain à 50 m de l'établissement	pas de système de garde, mais possibilité d'astreintes