

ETABLISSEMENTS NE DISPOSANT PAS D'UN INTERNAT

ETABLISSEMENTS	Distance	Transports	Observations
CH du Pays d'Avesnes	105 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h20 de Lille et 55 min de Valenciennes. <u>SNCF</u> : TER Lille - Avesnes sur Helpe.	Restauration sur place. Astreintes la nuit et le week-end. Pas de garde.
CH de Bailleul	30 km de Lille	<u>SNCF</u> : gare à 1,5 km de l'établissement.	Pas d'internat mais studio lors de la permanence des soins organisée en 1/2 garde - 1/2 astreinte (1/2 astreinte de minuit à 8h30).
Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles l'Espoir	5 km de Lille	<u>Métro</u> : ligne "CHR-4 cantons", station Square Flandres + 10 mn à pied.	Pas de garde.
Maison médicale Jean XXIII Lomme ESPIC	10 km du centre de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2 terminus St Philibert. <u>Voiture</u> : 17 mn du centre de Lille. Stationnement difficile.	Restauration possible sur place. Pas de participation aux astreintes et gardes. 1 poste en MCO soins palliatifs (20 lits) 1 poste en soins de suite SMR (40 lits)
Clinique de la Mitterie Lomme PRIVE	10 km de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2 arrêt maison des enfants + 10 mn à pied	Pas de garde. Participation aux astreintes (essentiellement téléphonique) selon accord avec le chef de service. Restauration sur place.
CH HAUTMONT	85 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h de Lille et 30 min de Valenciennes. <u>Gare</u> : 5 min à pied.	Restauration sur place. Possibilité de participer aux astreintes. 1 logement meublé disponible à proximité immédiate de l'établissement.
CH d'Hazebrouck	45 km de Lille	<u>Voiture</u> : 34 mn de Lille. <u>Gare</u> : gare à 500 m de l'établissement.	Participation aux gardes des urgences. Logement de type studio pour les internes réalisant des gardes. Chambre réservé pour l'interne de garde. Repas fournis par l'établissement.
EPS "Les Erables" La Bassée	25 km de Lille	<u>Voiture</u> : 25 mn de Lille. <u>Gare</u> : TER 40 mn , gare à 800 m de l'établissement.	Pas d'internat mais possibilité de dormir sur place.
Etablissement de Santé Mentale Hôpital de jour Groupe MGEN ESPIC	Centre ville, face à la mairie de Lille.	<u>Gare</u> : 10 mn à pied. <u>Métro</u> : station hôtel de ville ou gare de Lille.	Ouverture de 9h-17h du lundi au vendredi. Pas de garde, pas de week-end.

ETABLISSEMENTS	Distance	Transports	Observations
Centre Oscar Lambret ESPIC	5 km du centre-ville de Lille	<u>Métro</u> : ligne 1 station CHR Oscar Lambret ou CHR B Calmette. <u>Bus</u> : plusieurs lignes de bus desservent le CHRU (renseignements sur le site de Transpole).	Restauration sur place. Garde d'étage, semaine de 18h30 à 8h30, week-end de 8h30 à 8h30. Chambre et repas gratuit pour interne de garde.
Centre hospitalier Saint Philibert	St Philibert à 13 km du centre de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2 terminus St Philibert.	Médecine et urgences : 1 interne de médecine (ligne 1) et 1 interne de médecine (ligne 2). Astreinte de chirurgie tous les jours. Semaine de 18h30 à 8h30 / Samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche / JF de 8h30 à 8h30. Urgences WE : 1 interne en journée de 8h30 à 18h30 Laboratoire : samedi 1 interne de 13h00 à 21h00. Réanimation : 1 interne de garde. Semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche / JF de 8h30 à 8h30. Chambre de garde à disposition.
Centre hospitalier Saint Vincent de Paul Lille	St Vincent de Paul à 3 km du centre ville de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2, arrêt porte de Valenciennes.	3 chambres : Deux chambres équipées d'un lit 140 cm, une chambres équipées avec 2 lits de 90 cm, ainsi qu'une salle d'eau avec douche et WC. Une salle à manger de 20 m² équipée d'un réfrigérateur pour des grands plateaux repas, d'un distributeur de boissons chaudes, d'un micro-onde et d'une télévision. Médecine et urgences : 1 interne de médecine, 1 interne des urgences. Garde semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche / JF de 8h30 à 8h30 le lendemain. Chirurgie : astreinte tous les jours. Gynécologie : 1 interne. Garde semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche/JF de 8h30 à 8h30. Pédiatrie : 1 interne. Garde semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche/JF de 8h30 à 8h30 le lendemain. 1/2 garde : 1 interne. Garde semaine de 18h30 à 00h00, samedi de 12h30 à 0h00 et dimanche/JF de 8h30 à 0h00.
Centre Henri Borel Raimbeaucourt ESPIC	30 km de Lille	<u>Trajet voiture</u> : 35 min de Lille.	
CH de Roubaix	15 km de Lille	Tram : Lille - Roubaix, direction Roubaix, station hôpital Victor Provo. Métro : direction hôpital Dron, station Montesquieu.	Garde : semaine de 18 h 30 à 8 h 30, samedi après-midi et dimanche 24 heures. 7 lignes de gardes d'internes (Gyneco-obst / Réa / Chirurgie / 2 Pédiatrie / Etages / 2 Urgences / anesthésie maternité). Chambre de garde, repas gratuit et indemnité logement.

ETABLISSEMENTS	Distance	Transports	Observations
GH Seclin / Carvin	15 km de Lille	<u>Gare</u> : TER Seclin - Lille, gare à 1 km de l'hôpital <u>Voiture</u> : 15 mn de Lille. <u>Bus</u> : Seclin / Lille, 16 mn vers le CHRU.	Garde : semaine de 18 h 30 à 8 h 30, samedi de 12 h 30 à 8 h 30 et dimanche de 8 h 30 à 8 h 30. En semaine : 2 internes aux urgences + 1 en gynécologie obstétrique + 1 d'astreinte de chirurgie. Week-end : 3 internes aux urgences + 1 en gynécologie obstétrique. Chambre de garde.
Clinique Teissier Valenciennes ESPIC	55 km de Lille	<u>Gare</u> : reliée à la clinique par réseau de transport en commun (bus, tramway et navette).	
Centre de rééducation Marc Sautelet Villeneuve d'Ascq ESPIC	10 km de Lille	<u>Métro</u> : station pont de bois, puis ligne de bus n°13 direction Hôtel de Ville, arrêt "Petit Boulevard".	Gardes sur l'établissement en journée, par roulement le midi essentiellement. Restauration sur place.
CH Wattrelos	15 km de Lille	<u>Voiture</u> : 25 mn de Lille. <u>Métro</u> : ligne 2, station Eurotéléport puis ligne de bus n°24, arrêt centre ville.	Pas de garde.
Hôpital maritime Berck-sur-Mer	135 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h35 min de Lille.	
CH de Béthune	40 km de Lille	<u>Voiture</u> : 35 mn de Lille <u>Gare</u> : 3 km du CH. <u>Bus</u> : Béthune gare - Beuvry CH Béthune	2 lignes de gardes aux urgences médicales, 1 ligne de garde en REA. La semaine 18h30/8h30, le samedi 12h30/8h30 et le dimanche 24h.
Centre de psychothérapie "Les marronniers" BULLY LES MINES	45 km de Lille	<u>Voiture</u> : 40 mn de Lille. <u>Gare</u> : TER Lille - Grenay, puis ligne de bus jusqu'à Bully (1 h de trajet environ).	Pas de garde.

ETABLISSEMENTS	Distance	Transports	Observations
CH A. Charlon d'Henin-Beaumont	35 km de Lille	<u>Voiture</u> : 26 mn de Lille. <u>Gare</u> : TER Lille - Hénin Beaumont 44 minutes, puis ligne de bus : arrêt avenue des déportés.	Pas de participation au service normal de gardes, mais participation aux présences sur place le WE à la polyclinique pour la prise en charge des urgences psychiatriques, conformément au partenariat mis en place entre les 2 structures.
Polyclinique d'Hénin-Beaumont	30 km de Lille	<u>Gare</u> : TER Lille - Hénin Beaumont, gare à 4 km environ de la polyclinique.	Participation aux gardes dans le service des urgences sous couvert d'un urgentiste titulaire garde.
Polyclinique de Riaumont	50 km de Lille	<u>Voiture</u> : 40 mn. <u>Bus</u> : Liévin - Lens 15 mn.	Pas de système de garde.
Clinique "Le Ryonval" Sainte-Catherine-Lez-Arras PRIVE	55 km de Lille	<u>Gare</u> : 4 km de l'établissement. <u>Bus</u> : arrêt à 50 m de l'établissement.	Pas de système de garde mais possibilité d'astreintes sur les CH Douai et Arras.
Centre Les Hautois à Oignies	25 km de Lille	<u>Gare</u> : gare de Libercourt à 4km.	Pas de système de garde.
LADAPT NORD CSSR Pédiatrique	80 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h de Lille et 30 min de Valenciennes. <u>Gare</u> : 20 minutes à pied du centre.	Logement : studio sur place. Restauration sur place. Pas de garde. Astreinte 1 week end par mois.
Ville de Gravelines	90 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h de Lille.	Logement : studio meublé avec un loyé de 100 € par mois, proche des lieux de stage. Une seule place disponible, à l'avenir 3 places pour colocation.
Institut départemental A. Calmette CAMIERS	120 km de Lille	Voiture : 1h30 - 2 heures de lille SNCF : Gare de Boulogne ou Etaples suivant le pôle	Véhicule recommandé en raison de la structure de l'établissement comprenant plusieurs sites. Pas de garde. Sur Camiers (pôle Sud) 1 logement équipé d'une salle de bains, coin cuisine, TV et accès internet. Sur Boulogne (pôle Nord) 1 logement équipé comprenant au moins une chambre avec salle de bains, cuisine, TV et internet. à proximité internat et CH de Boulogne sur Mer.