

ETABLISSEMENTS NE DISPOSANT PAS D'UN INTERNAT

ETABLISSEMENTS	Distance	Transports	Observations
CH du Pays d'Avesnes	105 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h20 de Lille et 55 min de Valenciennes. <u>SNCF</u> : TER Lille - Avesnes sur Helpe.	Restauration sur place. Participation au tableau d'astreintes et gardes au choix de l'interne Accueil en logement privé à proximité du Centre Hospitalier
CH de Bailleul	30 km de Lille	<u>SNCF</u> : gare à 1,5 km de l'établissement.	Pas d'internat mais studio lors de la permanence des soins organisée en 1/2 garde - 1/2 astreinte (1/2 astreinte de minuit à 8h30).
Bailleul - Centre de Médecine Physique et de réadaptation "Clair séjour" - Fondation HOPALE ESPIC	30 KM de Lille	<u>Voiture</u> : 28 à 34 mn de Lille	Pas d'internat.
ARRAS- Hopale rééducation - Fondation HOPALE ESPIC	55 km de Lille	<u>Voiture</u> : 50 mn de Lille <u>Train</u> : 1H12	Pas d'internat
FOUQUIERES - Centre de Médecine Physique et de réadaptation " Sainte BARBE" - Fondation HOPALE ESPIC	35 km de Lille	<u>Voiture</u> : 40 mn <u>Train</u> : 58 mn	Pas d'internat
POLYCLINIQUE DE GRANDE-SYNTHE	76 km de Lille	Gare de Dunkerque à 8,5 km Gratuité des bus sur le dunkerquois : 2 lignes (C1 et C2) avec arrêt devant la Polyclinique (bus toutes les 10 minutes en semaine). D'autres lignes sont également disponibles à l'arrêt Jardin Public qui se trouve à 200 mètres	chambre équipée lors des astreintes (TV – frigo – micro- onde – WC et SDB) sur réservation préalable auprès du secrétariat de Direction (selon disponibilité) Restauration sur place
Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles l'Espoir	5 km de Lille	<u>Métro</u> : ligne "CHR-4 cantons", station Square Flandres + 10 mn à pied.	Pas de garde.
Maison médicale Jean XXIII Lomme ESPIC	10 km du centre de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2 terminus St Philibert. <u>Voiture</u> : 17 mn du centre de Lille. Stationnement difficile.	Restauration possible sur place. Pas de participation aux astreintes et gardes. 1 poste en MCO soins palliatifs (20 lits) 1 poste en soins de suite SMR (40 lits)
Clinique de la Mitterie Lomme PRIVE	10 km de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2 arrêt maison des enfants + 10 mn à pied	Gardes à St ANDRE pour les internes Participation aux astreintes du service par téléphone pour les Dr JUNIORS Restauration sur Place.

ETABLISSEMENTS	Distance	Transports	Observations
CH d'Hazebrouck	45 km de Lille	<u>Voiture</u> : 34 mn de Lille. <u>Gare</u> : gare à 500 m de l'établissement.	Participation aux gardes des urgences. Logement de type studio pour les internes réalisant des gardes. Chambre réservé pour l'interne de garde. Repas fournis par l'établissement.
EPS "Les Erables" La Bassée	25 km de Lille	<u>Voiture</u> : 25 mn de Lille. <u>Gare</u> : TER 40 mn , gare à 800 m de l'établissement.	Pas d'internat mais possibilité de dormir sur place.
Etablissement de Santé Mentale Hôpital de jour Groupe MGEN ESPIC	Centre ville, face à la mairie de Lille.	<u>Gare</u> : 10 mn à pied. <u>Métro</u> : station hôtel de ville ou gare de Lille.	Ouverture de 9h-17h du lundi au vendredi. Pas de garde, pas de week-end.
Centre Oscar Lambret ESPIC	5 km du centre-ville de Lille	<u>Métro</u> : ligne 1 station CHR Oscar Lambret ou CHR B Calmette. <u>Bus</u> : plusieurs lignes de bus desservent le CHRU (renseignements sur le site de Transpole).	Restauration sur place. Garde d'étage, semaine de 18h30 à 8h30, week-end de 8h30 à 8h30. Chambre et repas gratuit pour interne de garde.
Centre hospitalier Saint Philibert	St Philibert à 13 km du centre de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2 terminus St Philibert.	<u>Garde de Méd. Urgences</u> : ligne 1: 1 interne de Méd. (sem & WE/JF) et ligne 2: 1 interne des Urgences (du lundi au vendredi) et 1 interne de Méd. (les WE & JF). <u>Astreinte de chirurgie</u> : 1 interne tous les jours. <i>Horaire pour les GAR et AST: Semaine 18h30 à 8h30 / Samedi 12h30 à 8h30 et dimanche / JF 8h30 à 8h30.</i> <u>Urgences WE</u> : 1 interne en journée de 8h30 à 18h30 <u>Laboratoire</u> : samedi 1 interne de 13h00 à 21h00. <u>Réanimation</u> : 1 interne de garde. Semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche / JF de 8h30 à 8h30. Chambre de garde à disposition.
Centre Henri Borel Raimbeaucourt ESPIC	30 km de Lille	<u>Trajet voiture</u> : 35 min de Lille.	
CH de Roubaix	15 km de Lille	Tram : Lille - Roubaix, direction Roubaix, station hôpital Victor Provo. Métro : direction hôpital Dron, station Epeule Montesquieu.	Garde : semaine de 18 h 30 à 8 h 30, samedi après-midi et dimanche 24 heures. Gyneco-obst : 1 interne Réa : 1 interne tous les jours + 1 (2ème) interne le dimanche Chirurgie : 1 interne Pédiatrie : 2 internes tous les jours Etages : 1 interne tous les jours Urgences : 2 internes tous les jours (1 circuit court et 1 lits portes) anesthésie maternité : 1 interne tous les jours Chambre de garde, repas gratuit et indemnité logement.

ETABLISSEMENTS	Distance	Transports	Observations
GH Seclin / Carvin	15 km de Lille	<u>Gare</u> : TER Seclin - Lille, gare à 1 km de l'hôpital <u>Voiture</u> : 15 mn de Lille. <u>Bus</u> : Seclin / Lille, 16 mn vers le CHRU.	Garde : semaine de 18 h 30 à 8 h 30, samedi de 12 h 30 à 8 h 30 et dimanche de 8 h 30 à 8 h 30. En semaine : 2 internes aux urgences (1 filière adulte + 1 filière pédiatrique) + 1 en gynécologie obstétrique + 1 d'astreinte de chirurgie Week-end : 2 internes aux urgences (1 filière adulte + 1 filière pédiatrique) + 1 en gynécologie obstétrique + 1 d'astreinte de chirurgie + 1 interne de 11h à 23h pour les étages Chambres de garde disponibles
Clinique Teissier Valenciennes ESPIC	55 km de Lille	<u>Gare</u> : reliée à la clinique par réseau de transport en commun (bus, tramway et navette).	
VALENCIENNES - Polyclinique Vauban / Polyclinique du Parc / Centre de rééducation fonctionnelle de la Rougeville (privé)	55 km de Lille		
Centre de rééducation Marc Sautelet Villeneuve d'Ascq ESPIC	10 km de Lille	<u>Métro</u> : station pont de bois, puis ligne de bus n°13 direction Hôtel de Ville, arrêt "Petit Boulevard".	Gardes sur l'établissement en journée, par roulement le midi essentiellement. Restauration sur place.
CH Wattrelos	15 km de Lille	<u>Voiture</u> : 25 mn de Lille. <u>Métro</u> : ligne 2, station Eurotéléport puis ligne de bus n°24, arrêt centre ville.	Pas de garde.
CH de Béthune	40 km de Lille	<u>Voiture</u> : 35 mn de Lille <u>Gare</u> : 3 km du CH. <u>Bus</u> : Béthune gare - Beuvry CH Béthune	2 lignes de gardes aux urgences médicales, 1 ligne de garde en REA. La semaine 18h30/8h30, le samedi 12h30/8h30 et le dimanche 24h.

ETABLISSEMENTS	Distance	Transports	Observations
Centre de psychothérapie "Les marronniers" BULLY LES MINES	45 km de Lille	<u>Voiture</u> : 40 mn de Lille. <u>Gare</u> : TER Lille - Grenay, puis ligne de bus jusque Bully (1 h de trajet environ).	Pas de garde.
CH A. Charlon d'Henin-Beaumont	35 km de Lille	<u>Voiture</u> : 26 mn de Lille. <u>Gare</u> : TER Lille - Hénin Beaumont 44 minutes, puis ligne de bus : arrêt avenue des déportés.	Pas de participation au service normal de gardes, mais participation aux présences sur place le WE à la polyclinique pour la prise en charge des urgences psychiatriques, conformément au partenariat mis en place entre les 2 structures.
Polyclinique d'Hénin-Beaumont	30 km de Lille	<u>Gare</u> : TER Lille - Hénin Beaumont, gare à 4 km environ de la polyclinique.	Participation aux gardes dans le service des urgences sous couvert d'un urgentiste titulaire garde.
Polyclinique de Riaumont	50 km de Lille	<u>Voiture</u> : 40 mn. <u>Bus</u> : Liévin - Lens 15 mn.	Pas de système de garde.
Clinique "Le Ryonval" Sainte-Catherine-Lez-Arras - UGECAM ESPIC	55 km de Lille	<u>Gare</u> : 4 km de l'établissement. <u>Bus</u> : arrêt à 50 m de l'établissement.	possibilité de participer au tour de gardes au CH d'Arras
Centre Les Hautois à Oignies	25 km de Lille	<u>Gare</u> : gare de Libercourt à 4km.	Pas de système de garde.
LADAPT NORD CSSR Pédiatrique	80 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h de Lille et 30 min de Valenciennes. <u>Gare</u> : 20 minutes à pied du centre.	Logement : studio sur place. Restauration sur place. Pas de garde. Astreinte 1 week end par mois.
Ville de Gravelines	90 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h de Lille.	Logement : studio meublé avec un loyé de 100 € par mois, proche des lieux de stage. Une seule place disponible, à l'avenir 3 places pour colocation.
Institut départemental A. Calmette CAMIERS	120 km de Lille	Voiture : 1h30 - 2 heures de lille SNCF : Gare de Boulogne ou Etaples suivant le pôle	Véhicule recommandé en raison de la structure de l'établissement comprenant plusieurs sites. Pas de garde. Sur Camiers (pôle Sud) 1 logement équipé d'une salle de bains, coin cuisine, TV et accès internet. Sur Boulogne (pôle Nord) 1 logement équipé comprenant au moins une chambre avec salle de bains, cuisine, TV et internet. à proximité internat et CH de Boulogne sur Mer.