



ETABLISSEMENTS DISPOSANT D'UN INTERNAT

Etablissements	Adresses	Téléphone	Mails	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
EPSM Lille Métropole Armentières	Rue du général Leclerc BP 10 59487 ARMENTIERES	03.20.10.20.10	direction@epsm-lille-metropole.fr lnavy@epsm-lille-metropole.fr educassou@epsm-lm.fr	20 km de Lille	<u>Voiture</u> : 30 mn de Lille <u>Métro</u> : 20 mn	4 appartements	Kitchenette, 1 salon / séjour, 1 chambre, 1 salle de douche. Parties communes : salon TV, laverie et bornes d'accès WIFI.	<u>Internes du G21 + CCOMS</u> : gardes au CHRU (FONTAN II) + gardes EPSM (Site Armentières et/ou Tourcoing). <u>Pour les autres internes</u> : gardes sur place sur les sites d'Armentières et de Tourcoing.	
CH Armentières	112 rue Sadi Carnot BP 189 59421 ARMENTIERES	03.20.48.33.33	bmontignies@ch-armentieres.fr diram@ch-armentieres.fr m.vanderlynden@ch-armentieres.fr	20 km de Lille	<u>Voiture</u> : 30 mn de Lille <u>Métro</u> : 20 mn	4 chambres	Chambres individuelles et partie commune. (rénovation en cours)	<u>Internes</u> : 2 gardes sur place aux urgences et une demi-garde d'étage (jusqu'à 0 heure). <u>Externes</u> : 1 garde sur place	Les chambres sont réservées aux internes et externes de gardes.
EPSM des Flandres Bailleul	790 route de Locre BP 139 59270 BAILLEUL	03.28.43.45.89	affairesmedicales@epsm-des-flandres.com virginie.toulemonde@epsm-fl.fr corinne.trinelle@epsm-des-flandres.com	30 km de Lille	<u>Gare</u> : à 1,5 km de l'établissement.	5 chambres à l'internat de Bailleul et 3 studios sur le dunkerquois.	Possibilités de restauration : self du personnel ou internat sur le site de Bailleul et internat du CH Dunkerque sur le littoral.	Deux tours de gardes : sites de Bailleul et Cappelle-La-Grande.	
CH de Cambrai	516 avenue de Paris BP 389 59407 CAMBRAI CEDEX	03.27.73.76.57	e.kowalka@ch-cambrai.fr	80 km de Lille	<u>Bus</u> : ligne E des "chemins de fer du Cambrésis" <u>Gare</u> : TER Lille - Douai - Valenciennes.	Internat de 14 chambres.	Logements neufs, disposant de sanitaires et douche individuels, télé dans chaque chambre, salle commune avec table de ping-pong, frigo, lave-vaisselle, machine à laver, micro-ondes.	Six lignes de gardes : urgences, porte-étage, psychiatrie, gynécologie, pédiatrie et réanimation.	Internat situé sur le site du CH, Etablissement à l'écoute des internes.
CH de Denain	25 bis rue Jean Jaurès BP 225 59723 DENAIN CEDEX	03.27.24.39.92 03.27.24.30.38	amedicales@ch-denain.fr sbedet@ch-denain.fr jdelille@ch-denain.fr isouplet@ch-denain.fr	50 km de Lille	<u>Voiture</u> : 45 mn de Lille <u>Gare</u> : 10 mn à pied	5 chambres	Téléphone individuel, douches et toilettes, salle à manger avec télévision, cuisine avec plaque électrique, cafetière et micro-ondes. restauration sur place + WIFI.	Gardes dans le service des urgences et rémunération selon tarif en vigueur.	Gardes dans le service des urgences avec chambre de garde à disposition. Restauration sur place.
CH de Douai	Route de Cambrai BP 10740 59507 DOUAI CEDEX	03.27.94.73.95 03.27.94.70.60	diram@ch-douai.fr laetitia.picard@ch-douai.fr cathy.kapitza@ch-douai.fr pascaline.bulcke@ch-douai.fr	40 km de Lille	<u>Gare</u> : Sin-le-Noble puis ligne de bus n°2 et n°13.	25 chambres	5 logements de 4 à 6 chambres entièrement rénovés et équipés avec du mobilier neuf (télévision dans chaque chambre). Chaque logement dispose de : 2 salles de bain, cuisine équipée, salle à manger, salon (avec télévision), accès WIFI, buanderie (lave-linge et sèche linge). Draps mis à disposition.	Trois tours de garde dans le service des urgences, 1 tour de garde en gynécologie, 1 tour de garde en cardiologie, 1 garde de radiologie, 1 tour de garde en réanimation, 1 garde en anesthésie, 1 tour de garde en chirurgie selon les dispositions réglementaires et astreinte pour les autres spécialités médicales.	
CH de Dunkerque	130 avenue Louis Herbeaux BP 6367 59385 DUNKERQUE CEDEX	03.28.28.54.13 03.28.28.59.35	dam@ch-dunkerque.fr natahlie.weispecher@ch-dunkerque.fr	80 km de Lille	<u>Gare</u> : TER ou TGV depuis Lille.	32 chambres	Chambres individuelles, salle à manger, salles d'eau, salle TV et salle de jeux en commun.	Gardes d'urgences, de soins externes, de réanimation, de pédiatrie et de chirurgie.	Internat situé dans l'ancien hôpital regroupant certains services administratifs à 3 minutes à pied du CH.
Hôpital départemental Felleries-Liessies	21 rue du val joly 59740 FELLERIES	03.27.56.72.00	direction@ch-felleries-liessies.fr	110 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1 h 20 de Lille <u>Gare</u> : Avesnes-sur-Helpe à 15 km de l'établissement.	3 chambres	Maison individuelle composée de locaux communs et 3 chambres individuelles.	Pas de garde obligatoire, mais possibilité d'intégration dans le tour d'astreinte.	
CH de Fourmies	Rue de l'hôpital 59610 FOURMIES	03.27.56.51.88	sandrine.jacquesson@ch-fourmies.fr	120 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1 h 40 de Lille et 1 h 10 de Valenciennes. <u>Gare</u> : TER Lille - Fourmies. Mise à disposition d'un véhicule pour les trajets locaux.	7 chambres avec douches et sanitaires + 9 chambres avec douches sans sanitaires + 12 chambres sans douches ni sanitaires (salle de bain et sanitaire commun)	1 salle à manger commune avec salon et cuisine équipée, 2 offices.	Lignes de gardes les nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés, associées aux lignes de garde sénior. Horaires et rémunération conformément à la réglementation en vigueur.	
CH Le Cateau	28 boulevard Paturle 59360 LE CATEAU	03.61.56.02.02	ekowalka@ch-lecateau.fr	90 km de Lille	<u>Voiture</u> : 1h20 <u>Gare</u>	3 Chambres à l'internat	TV Accès internet par la wifi	Lits de surveillance continue. <u>Urgences</u> : sur place. <u>Gynécologie</u> : astreinte. <u>Addictologie</u> : aucune permanence. <u>SSR po et CSG</u> : aucune permanence.	Internat situé dans le bâtiment du CH

Etablissements	Adresses	Téléphone	Mails	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
CHU de Lille	2 avenue Oscar Lambret 59037 LILLE CEDEX	03.20.44.62.06 - Secrétariat des affaires médicales 03.20.44.44.22 - Gestion des internes de spécialités, de pharmacie et d'odontologie 03.20.44.61.24 - Gestion des internes de médecine générale et FFI	Gestion des internes de spécialités, de pharmacie et d'odontologie : dany.guilbert@chru-lille.fr Gestion des internes de médecine générale et FFI : coralie.clement@chru-lille.fr :	Environ 5 km du centre ville de Lille.	<u>Métro</u> : ligne 1, station CHU - CENTRE OSCAR LAMBRET ou CHU - EURASANTE <u>Bus</u> : plusieurs lignes de bus desservent le CHU. Renseignements sur le site de llévia.	Chambre :  Institut Gernez Rieux : 	Quelques chambres meublées d'une surface d'environ 11m2 sont mises à disposition en fonction des disponibilités au sein de l'internat de l'Institut Gernez Rieux du CHU de Lille. L'internat est situé au : 2 rue du Docteur Schweitzer 59037 Lille Cedex 03.20.44.57.55 internatigr@chru-lille.fr Métro ligne 1 CHU - Centre O. Lambret L'accueil est ouvert de 07h30 à 18h00 sauf week-ends et jours fériés.	56 lignes de gardes d'internes 7 lignes d'astreintes d'internes Ces gardes et astreintes sont associées à la permanence de soins séniors	
Centre hospitalier Saint Vincent de Paul Lille	Boulevard de Belfort BP 387 59020 LILLE CEDEX	03.20.22.50.50	mangot.stephanie@ghicl.net bourgeois.esther@ghicl.net	St Vincent de Paul à 3 km du centre ville de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2, arrêt porte de Valenciennes.	3 chambres	Deux chambres équipées d'un lit 140 cm, une chambres équipées avec 2 lits de 90 cm, ainsi qu'une salle d'eau avec douche et WC. Une salle à manger de 20 m² équipée d'un réfrigérateur pour des grands plateaux repas, d'un distributeur de boissons chaudes, d'un micro-onde et d'une télévision.	<u>Médecine et urgences</u> : 1 interne de médecine, 1 interne des urgences. Garde semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche / JF de 8h30 à 8h30 le lendemain. <u>Chirurgie</u> : astreinte tous les jours. <u>Gynécologie</u> : 1 interne. Garde semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche/JF de 8h30 à 8h30. <u>Pédiatrie</u> : 1 interne. Garde semaine de 18h30 à 8h30, samedi de 12h30 à 8h30 et dimanche/JF de 8h30 à 8h30 le lendemain. <u>1/2 garde</u> : 1 interne. Garde semaine de 18h30 à 00h00, samedi de 12h30 à 0h00 et dimanche/JF de 8h30 à 0h00.	
CH Le Quesnoy	90 rue du 8 mai 1945 BP 61 59530 LE QUESNOY	03.27.14.86.07	v.lefebvre@ch-lequesnoy.fr r.delplanque@ch-lequesnoy.fr	70 km de Lille	<u>Voiture</u> : 45 minutes <u>Gare</u> : 700 m du CH de 40 à 45 mn de trajet.	1 chambre	TV, frigidaire, toilettes, douche, lavabo, canapé, téléphone dans la chambre. Face à la chambre : bureau avec accès à internet et bibliothèque. Repas au self.	Pas de garde.	
Hôpital Privé le Bois	44 avenue Marx Dormoy 59000 LILLE	03.20.22.56.09	a.haudrechy@ramsaygds.fr	3 km du centre ville de Lille	<u>Métro</u> : ligne 2, arrêt Bois blancs. <u>Voiture</u> : 10mn du centre ville, proche des grands axes autoroutiers.	4 chambres de garde dont 2 studios.	Salles de réunion, bibliothèque avec accès WIFI et 2 bureaux.	Trois ou quatre gardes par mois possibles sur site, ou maintien dans la tour de garde du CHRU.	Possibilité d'organisation adaptée pour suivi des cours universitaires, participation aux staffs du service et discussions médicales.
CH Sambre-Avesnois Maubeuge	13 boulevard Pasteur - BP 60249 59607 MAUBEUGE CEDEX	03.27.69.43.08 03.27.69.87.74	direm@ch-sambre-avesnois.fr	90 km de Lille	<u>Voiture</u> : 45 mn de Lille. <u>Gare</u> : à 1km du Centre Hospitalier, trajet d'une heure. Navette toutes les 30 mn.	10 chambres	Accès wifi, certaines chambres disposent de la TV et du téléphone. Dans les parties communes : 1 cuisine totalement équipée (micro-onde, gazinière, four, frigo...), une lingerie (machine à laver et sèche-linge), wc et douches	3 tours de gardes : 2 de 24 heures et 1 de 12 heures.	
CH de Saint-Amand-les- Eaux	19 Rue des Anciens d'AFN 59230 SAINT AMAND LES EAUX	03.27.22.96.27	aschanat@chsa.fr axduda@chsa.fr	40 km de Lille	<u>Voiture</u> : 35 min de Lille <u>TER Lille-Flandres/St Amand</u> <u>les Eaux</u> : environ 25-30 minutes <u>Gare</u> : 15 minutes à pied du CH.	2 chambres	1 appartement avec TV, table, kitchenette, frigo, micro-onde, accès WIFI, lavabo, douche + WC. 1 studio avec WC et douche sur le palier. Repas du midi au self et plateau repas dans chambre le soir.	Pas de garde.	
EPSM agglo. lilloise Saint-André	193 rue du général Leclerc BP 4 59871 SAINT ANDRE CEDEX	03.20.63.67.70	nathalie.mulier@epsm-al.fr pascaline.depreux@epsm-al.fr drh-affmed@epsm-agglomeration- lilloise.fr	5 km de Lille	<u>Voiture</u> : 8 mn de Lille	2 internats offrant 4 chambres dont 2 destinées aux internes de garde.	<u>Site de Lommelet</u> : une salle de détente avec télévision, une salle à manger, une cuisine avec 3 réfrigérateurs, micro-ondes, cafetière, lave-vaisselle, grille-pain, gazinière, 1 chambre avec baignoire , 1 chambre avec douche et 1 chambre de garde. <u>Site hôpital Bonnafé</u> : 1 chambre de garde.	<u>Pôle lillois</u> <u>Site Lommelet/MAS</u> : 1 garde d'interne/assistants généraliste (secteurs 59G11, 59G22, 59G23, 59G24, DPR, 59I04, 59I06, 59T01) PATIO. <u>CAP îlot psy/CPAA</u> : une demi-garde d'interne en MG le samedi, dimanche et jours fériés. <u>Pôle roubaisien (hôpital Bonnafé)</u> : une garde d'interne/assistant généraliste (secteurs 59G12, 59G13, 59G14, 59G15, 59I07, 59I13).	
CH de Somain	61 bis rue Joseph Bouliez BP 19 59490 SOMAIN	03.27.93.26.68 (Mme FRENAY, directrice des ressources humaines médicales et non- médicales)	direction@ch-somain.fr somain.fr drh@ch-	40 km de Lille	<u>Voiture</u> : 45 min de Lille <u>Gare</u> : 5 min à pied de l'hôpital. <u>Bus</u> : 45 min depuis 4 Cantons à Villeneuve d'Ascq.	2 appartements F2	Tout confort à disposition et accès Internet gratuit. Cuisine équipée, salon, chambre, salle de bain douche italienne	Pas de garde sur l'établissement mais possible au niveau GHT si demande de l'interne.	

Etablissements	Adresses	Téléphone	Mails	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
CH de Tourcoing	155 rue du président Coty BP 619 59208 TOURCOING CEDEX	03.20.69.42.43	n.kotzbach@ch-tourcoing.fr direction@ch-tourcoing.fr	20 km de Lille	Voiture : 25 mn de Lille. Métro : 35 mn environ de la gare de Lille.	7 chambres	Chambres équipées d'un lavabo individuel, douches, toilettes sur le palier et salle à manger commune avec télévision	<u>Semaine de garde</u> : 18 h 30 à 8 h 30 le lendemain assurée par 2 seniors et 2 internes dont 1 peut être appelé à intervenir dans les différents services (garde d'étages) de l'établissement + 1 horaire décalé assuré par 1 senior. <u>Week-end</u> : samedi 13 h 30 à 8 h 30 le lendemain - dimanche : 8 h 30 à 8 h 30 le lendemain - garde assurée par 2 seniors et 2 internes dont 1 peut être appelé à intervenir dans les différents services (garde d'étages) de l'établissement + 1 renfort senior.	
Clinique Teissier Valenciennes	118 avenue Désandrouin 59034 VALENCIENNES CEDEX	03.27.14.24.34	cboulanguie@ahnac.com accrue@ahnac.com ccouttenier@ahnac.com ladamo@ahnac.com	60 km de Lille	Gare : reliée à la clinique par réseau de transport en commun (bus, tramway et navette).	PAS D'INTERNAT			
CHG de Valenciennes	avenue Désandrouin BP 479 59322 VALENCIENNES CEDEX	03.27.14.50.54 03.27.14.06.79	sec-direm@ch-valenciennes.fr dejaegerb@ch-valenciennes.fr	60 km de Lille	Gare : reliée à la clinique par réseau de transport en commun (bus, tramway et navette).	11 chambres avec douches et sanitaires + 8 studios.	Salle informatique avec 2 PC, accès WIFI, 2 salles de détente avec télévision, salle de sports, cuisine équipée et salle à manger communes, buanderie (lave-linge et sèche-linge), et terrasse équipée (de mi-avril à mi-octobre). Possibilité de mise à disposition de draps.	Lignes de gardes les nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés, associées aux lignes de garde sénior. Horaires et rémunération conformément à la réglementation en vigueur.	
CH intercommunal de Wasquehal	2 rue Salvador Allende BP 165 59444 WASQUEHAL CEDEX	03.20.89.65.65	apicavet@ch-wasquehal.fr	10 km de Lille	Tram : direction Tourcoing, station Le Cartelot.	1 chambre	Cuisine équipée, salon avec télé, salle de bains, sanitaires et mise à disposition de draps.	Système de gardes et d'astreintes organisé. Gardes sur place qui font l'objet d'une programmation avec une rotation entre plusieurs étudiants. Supervision par un senior et ce par astreinte.	La chambre d'internat ne peut être occupée de façon permanente. Elle est destinée à l'interne ou le FFI de garde.
Hôpital maritime Zuydcoote	Boulevard Vancauwenberghe 59123 ZUYDCOOTE	03.28.26.20.29	direction@ch-zuydcoote.fr m.dereudre@ch-zuydcoote.fr	80 km de Lille	Voiture : 1 h 10 de Lille Gare : TER ou TGV puis bus jusque Zuydcoote.	Maison colocation comportant 3 chambres et maison sur site de l'hôpital.	Tout confort à disposition, accès WIFI et accès au self.	Participation aux gardes sur place possible, gardes supervisées par un sénior, gardes programmées à l'avance.	
CH d'Arras	57 Avenue Winston Churchill CS 90 006 62022 ARRAS CEDEX	Affaires Médicales : 03.21.21.18.01 Christie DELABY. Réfèrent Internes : 03.21.21.18.27 Julie MEZROUH. Responsable des Affaires Médicales : 03.21.21.18.02	affaires.medicales@ch-arras.fr christie.delaby@ch-arras.fr julie.mezrouh@ch-arras.fr	50 km de Lille	Voiture : 45 mn de Lille Gare : TER 35 mn de Lille, TGV : 50 mn de Paris. Propose un navette gratuite hôpital/gare et 3 ligne de bus desservent l'hôpital.	6 appartements et 12 chambres.	Appartements : entièrement équipés entre 60 et 90 m ² (colocation possible). Internat : récemment rénové disposant de 12 chambres équipés (lits, chevet, bureau, rangements, lavabo) salle de sport et salle commune avec cuisine équipé. Coin extérieur aménagé.	Le plan de gardes des juniors se décompose de la manière suivante et comprend : <u>Département de Médecine d'Urgence (SAU-SMUR)</u> : 4 lignes de gardes. <u>Gynéco Obstétrique</u> : 1 ligne de garde. <u>REA/USC</u> : 1 ligne de garde. <u>Anesthésie</u> : 1 ligne de garde. <u>Psychiatrie</u> : 1 ligne de garde. Horaires : du lundi au vendredi (18h30/8h30) - Samedi (13h30/8h30) - Dimanche (8h30/8h30)	
Fondation Hopale Berck-sur-Mer	52 rue du docteur Calot 62608 BERCK SUR MER	03.21.89.41.43	emassart@hopale.com	150 km de Lille	Voiture : 1 h 50 Gare : TER Lille / Rang du Fliers.	7 chambres	Chambres individuelles avec douche, accès wifi, parties communes : sanitaires, cuisine, lingerie et salon TV.	Gardes médicales doublées d'une astreinte assurée par un médecin sénior au centre Calvé. Pas de garde d'internes sur site institut Calot.	
CH de Béthune	Rue Delbecque BP 809 62408 BETHUNE CEDEX	03.21.64.44.44	affaires.medicales@ch-bethune.fr	40 km de Lille	Voiture : 35 mn de Lille Gare : 3 km du CH. Bus : Béthune gare - Beuvry CH Béthune	8 chambres	TV 2 Douches et 2 sanitaires sur le palier	2 lignes de gardes aux urgences médicales, 1 ligne de garde en réanimation La semaine 18h30/8h30, le samedi 12h30/8h30 et le dimanche 24h.	Internat très souvent complet
CH de Boulogne-sur-Mer	Rue Jacques Monod BP 609 62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX	03.21.99.39.04	dam@ch-boulogne.fr m.brument@ch-boulogne.fr	140 km de Lille	Voiture : 1 h 25 Gare : Lille - Boulogne. Bus : réseau de bus entre le gare et le CH.	18 places avec en plus 2 studios de deux places. Egalement une maison de 4 chambres ainsi que 3 appartements de 4 chambres situés en Centre-ville.	Internat : studios 50 m ² entièrement équipés (frigo, micro-onde, plaques électriques), SDB et WC indépendants. Parties communes : laverie, salle de détente (baby foot, télé), accès internet et WIFI. Maisons : entièrement équipées mobiliers neufs (6 chambres, 2 SDB, 2 WC), (5 chambres 2 sdb et 2 WC), (4 chambres, 2sdb et 2 WC), (4 chambres : 2 chambres avec SDB et 2 chambres avec SDB communes et 2 WC)	Cinq chambres de garde. 3 tours de gardes de 18h30 à 8h30 la semaine, de 12h30 à 18h30 le samedi après-midi et garde de 24h le dimanche et jours fériés. 2 lignes positionnées aux urgences et une garde pédiatrie et une ligne d'astreinte de chirurgie.	Logements situés dans l'enceinte de l'établissement (maison 5 chambres en centre ville).

Etablissements	Adresses	Téléphone	Mails	Distance de Lille	Transports	Nombre d'appartements ou de chambres	Confort	Gardes	Observations
CH de Calais	1601 boulevard des justes BP 339 62107 CALAIS CEDEX	03.21.46.86.95 03.21.46.33.42 03.21.46.34.10	c.golasowski@ch-calais.fr c.lefebvre@ch-calais.fr	110 km de Lille	Voiture : 1 h 10 de Lille Gare : TGV 30 mn Bus : réseau de bus au CH.	20 logements sur site + 7 appartements (T3 ou T4), meublés en centre ville de Calais.	Logements neufs, disposant de sanitaires et douche individuels, télé dans chaque chambre, accès WIFI, salle commune avec table de ping-pong, frigo, lave-vaisselle, machine à laver et micro-ondes.	Gardes de 18 h 30 à 8 h 30 la semaine et sur 24 h le WE aux services des urgences/SMUR (2 gardes simultanées), de gynéco-obstétrique, de néonatalogie, anesthésie, psychiatrie...). Mise à disposition de chambres de garde sur réservation.	Emménagement depuis juillet 2012 du CH sur un nouveau site appelé pôle santé du Virval, à proximité des axes autoroutiers (A16). Nouvel internat intégré au nouveau bâtiment.
Institut départemental A. Calmette Camiers	Route de Widehem 62176 CAMIERS	03.21.89.70.05	xlafitte@ch-idac-camiers.fr	140 km de Lille	Voiture : 2 heures Gare : 1 h 15 de train Transports urbains à proximité.	2 logements	Pôle sud : 1 studio équipé d'une salle de bains, coin cuisine, TV et accès internet. Pôle Nord Boulogne : 1 logement équipé, comprenant au moins une chambre, avec salle de bains, cuisine, TV et internet.	Pas de garde.	
CH de Lens	99 route de La Bassée SP 8 62307 LENS CEDEX	03.21.69.10.23	affmed.internes@ch-lens.fr svasseur@ch-lens.fr	40 km de Lille	Voiture : 40 mn Gare : TER Lille - Lens	30 chambres 8 chambres de garde	Chambres individuelles équipées d'un lavabo - parties communes : douche, WC, buanderie (lave-linge + sèche-linge), cuisine et salle de détente (TV + accès WIFI).	Urgences : 2 lignes de garde. Chirurgie : 1 ligne de garde. Pédiatrie : 1 ligne de garde. Gynécologie : 1 ligne de garde. REA : uniquement la semaine. La semaine : de 18h30 à 8h30, le samedi de 12h30 à 8h30 et le dimanche 24h.	Internat situé sur le site du CH.
CH de Saint-Omer	Route de Blendecques BP 60357 62505 SAINT OMER CEDEX	03.21.88.70.11	marie-line.laigle@ch-stomer.fr	65 km de Lille	Voiture : 1h00 de Lille. Train : 1h00 de Lille - Bus : mouveo.ca-ps0.fr depuis la gare de Saint-Omer (ligne 2) covoiturage Prime transport	13 chambres	Internat calme situé dans un parc arboré avec terrasse, voirie accès internat et parking récents. Chambres individuelles rénovées (meublé, sol, peintures, volets ...) avec douche, lavabo, salle commune conviviale rénovée, ambiance chaleureuse, mobilier récent, coin cuisine avec armoires, lave-vaisselle, micro-ondes, plaque de cuisson, four, TV, WIFI, baby foot, pièce lingerie : lave linge et sèche linge, centrale vapeur. Déjeuner au self du lundi au vendredi, petit-déjeuner et dîner internat (+ week-end), possibilité de livrer des plateaux repas.	Deux tours de gardes aux urgences 1) Internes affectés aux urgences - 2) Internes des étages participant au tour de garde des urgences, ces deux lignes sont associées à un senior - Une garde spécifique en gynécologie-obstétrique, associée à un senior. Respect du repos de sécurité et de la réglementation. 1 ligne d'astreintes pour le pôle dépendance et maintien de l'autonomie (logement sur place chambre d'internat).	Personnel spécifique dédié à l'entretien, à l'écoute des internes
EPSM Val-de-Lys	20 rue de Busnes 62350 SAINT VENANT	03.61.40.01.48	affairesmedicales@epsm-stvenant.fr	50 km de Lille	Voiture : 1 heure de Lille Gares : les plus proches gare de Berguette-Isbergues à 7 km et gare de Béthune à 15 km.	6 chambres	Chambres : dans une maison de 220m² entièrement équipée et avec accès internet + WIFI. Cuisine équipée - Machine à laver - Sèche linge - Salon TV - Jardin clos arboré	Garde sur place (examen systématique des patients à l'entrée sur le plan somatique + couverture somatique des patients hospitalisés) de 18h30 à 8h30 + astreintes de 8h30 à 18h30. Chambres de garde.	Etablissement très à l'écoute des internes.
Polyclinique de la Clarence	Rue du Docteur Charles Legay 62460 DIVION	03.21.54.90.03	mflegay@ahnac.com ccoutttenier@ahnac	50 km de Lille	Voiture : 50 mn Gare : gare de Calonne Ricouart à 1,6 km.	Mise à disposition de chambres de garde sur réservation.	Chambres individuelles avec SDB et TV.	Pas de garde.	Participation à la PDES le WE si conditions remplies.